

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Emc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N766

Numero articolo: CM0015244



introduzione

CamelBio fornisce l'anticorpo policlonale rabbit anti-EMC1 convalidato per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani. Bersaglia la subunità 1 del complesso proteico della membrana del RE, ideale per la ricerca in IVD e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EMC1 Rabbit pAb
Note/Alias	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 885-965 di EMC1 umano (NP_055862.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8N766
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio