


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Emc4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5J8M3

Numero articolo: CM0003830



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la subunità 4 del complesso proteico di membrana del reticolo endoplasmatico umano (EMC4, anche PIG17/TMEM85). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EMC4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	PIG17; TMEM85; EMC4
ESpecie	Umano
ID Gene (Umano)	51234
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di EMC4 umano (NP_057538.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5J8M3
Peso proteico	15kDa/16kDa/20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio