


Anticorpo Policlonale Anti-Emc8 Per Wb, Elisa - 043402

Numero articolo: CM0013082



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EMC8 validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con proteine umane e murine. Fa parte del complesso EMC, essenziale per l'inserimento delle proteine di membrana; adatto per la ricerca sul reticolo endoplasmatico e sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	EMC8 Rabbit pAb
Note/Alias	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Specie	Umano
ID gene (umano)	10328
ID gene	10328
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di EMC8 umano (NP_006058.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	043402
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio