

Anticorpo Policlonale Anti-Eme1 Per Wb E Elisa - Q96Ay2

Numero articolo: CM0030694



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EME1, adatto per Western blot e ELISA. Rileva EME1 umano (63 kDa) e cross-reagisce con topo, ratto. Utile per lo studio della riparazione del DNA e della stabilità del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EME1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MMS4L; SLX2A; EME1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	146956
GeneID	146956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di EME1 umano (NP_689676.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96AY2
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio