


Anticorpo Policlonale Anti-Emerin/Emd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numero articolo: CM0017146



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'emerina/EMD umana (SWISS P50402), applicabile per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; rileva l'emerina umana e murina; ideale per studi sull'involucro nucleare e sulla distrofia muscolare di Emery-Dreifuss.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Emerin/EMD Rabbit pAb
Note/Alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2010
GeneID	2010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della proteina Emerin/Emerin/EMD umana (NP_000108.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P50402
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio