


Anticorpo Policlonale Anti-Emerin/Emd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numero articolo: CM0016561



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Emerina umana (EMD). Validato in WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sull'involucro nucleare e sulle distrofie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Emerin/EMD pAb di coniglio
Note/alias	STA; EDMD; LEMD5; Emerin/EMD
Specie	Umano
GeneID	2010
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'Emerina/EMD umana (NP_000108.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P50402
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante