

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eml2 Per Wb E Elisa - 095834

Numero articolo: CM0016281



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-EML2 (coniglio) per applicazioni WB e ELISA. Riconosce EML2 umano e presenta reazione crociata con il topo. Bersaglia una proteina associata ai microtubuli coinvolta nella regolazione citoscheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EML2 Rabbit pAb
Note/Alias	ELP70; EMAP2; EMAP-2; EML2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	24139
GeneID	24139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-415 di EML2 umano (NP_036287.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	095834
Peso proteico	71 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio