

Anticorpo Policlonale Anti-Eml3 Per Wb, Elisa - Q32P44

Numero articolo: CM0024380

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EML3 umano. Adatto per Western Blot ed ELISA. Utile per studiare l'assemblaggio del fuso mitotico, l'allineamento cromosomico e la nucleazione dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EML3 Rabbit pAb
Note/Alias	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
Specie	Umano
GeneID	256364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-530 di EML3 umano (NP_694997.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q32P44
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio