

Anticorpo Policlonale Anti-Eml4 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc35

Numero articolo: CM0024528



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EML4, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con EML4 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli, la mitosi e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EML4 Rabbit pAb
Note/Alias	C2orf2; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; ROPP120; EML4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27436
GeneID	27436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 360-560 di EML4 umano (NP_061936.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9HC35
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio