

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Emr1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q14246

Numero articolo: CM0015967

introduzione

EMR1 Rabbit pAb (Q14246) di CamelBio è un anticorpo policlonale per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Bersaglia l'adesione GPCR E1, coinvolto nelle interazioni delle cellule immunitarie e nella funzione degli eosinofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EMR1 Rabbit pAb
Note / Alias	EMR1; TM7LN3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	2015
GenelD	2015
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 477-596 della proteina EMR1 umana (NP_001965.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14246
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio