


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Emr2 Per Wb Ed Elisa - Q9Uhx3

Numero articolo: CM0015567



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EMR2 umano (ADGRE2, CD312), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Utile per studi sull'adesione cellulare, la chemiotassi e la degranulazione dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EMR2 Rabbit pAb
Note/Alias	VBV; CD97; EMR2; CD312
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	30817
ID del gene	30817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-500 di EMR2 umano (NP_038475.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9UHX3
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante