

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Emsy/C11Orf30 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z589

Numero articolo: CM0030014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EMSY (C11orf30), un soppressore della trascrizione che interagisce con BRCA2, coinvolto nella riparazione del DNA e nel rimodellamento della cromatina. Validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C11orf30 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GL002; C11orf30
Specie	Umano
Gene ID	56946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1153-1322 di C11orf30 umano (NP_064578.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7Z589
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio