

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-En2 Per Wb, Elisa - P19622

Numero articolo: CM0022891

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EN2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla proteina homeobox engrailed-2 nello sviluppo e nella ricerca sui disturbi dello spettro autistico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EN2 Rabbit pAb
Note/Alias	EN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2020
GeneID	2020
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-333 di EN2 umano (NP_001418.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19622
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio