

Anticorpo Policlonale Anti-Enah Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N8S7

Numero articolo: CM0021336



introduzione

ENAH Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC e ELISA, diretto contro l'ENAH umano (conosciuto anche come MENA). Presenta reattività crociata con topo e ratto. È ottimale per ricerche sul rimodellamento del citoscheletro e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENAH Rabbit pAb
Note / Alias	ENA, MENA, NDPP1, ENAH
Specie	Umana
GeneID (Umano)	55740
GeneID	55740
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 412-591 di ENAH umano (NP_001008493.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8N8S7
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio