

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Endo G Per Wb, Elisa - Q14249

Numero articolo: CM0008855

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia l'endonuclease G mitocondriale umano (ENDOG). Convalidato per Western blot e ELISA. Rileva l'Endo G di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sul DNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Endo G Rabbit mAb
Note/Alias	ENDOG; endonuclease G; Endo G
Specie	Umana
ID gene	2021 (umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 198-297 dell'Endo G umano (Q14249)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14249
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio