

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Endogl1/Engl Per Wb E Elisa - Q9Y2C4

Numero articolo: CM0002780



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'endonucleasi mitocondriale umana ENDOGL1/ENGL (EXOG). Ideale per applicazioni di Western blot (WB) e ELISA. Adatto per lo studio della manutenzione del DNA mitocondriale e dell'apoptosi. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENDOGL1/ENGL mAb di coniglio
Note/Alias	ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2; ENDOGL1 / ENGL
Specie	Umana
ID gene (umano)	9941
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 269-368 dell'ENDOGL1 / ENGL umano (Q9Y2C4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y2C4
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio