

Anticorpo Policlonale Anti-Endomucina Per Wb, Elisa - Q9ULc0

Numero articolo: CM0028016

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Endomucina validato per Western blot e ELISA. Reagisce con l'endomucina umana e di topo. Ideale per lo studio della funzione delle cellule endoteliali, della biologia vascolare e delle interazioni con la matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Endomucin Rabbit pAb
Note/Alias	EMCN2; MUC14; Endomucina
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51705
ID Gene	51705
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 dell'endomucina umana (NP_057326.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9ULC0
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio