


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Endotelina 1 (Et1, Ppet1) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05305

Numero articolo: CM0015619



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio anti-Endotelina 1 (ET1, PPET1) validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e placentare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Endothelin 1 Rabbit pAb
Note/Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; Endothelin 1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1906
GeneID	1906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-212 dell'Endotelina 1 umana (NP_001946.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05305
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio