

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eno1 Per Wb, Elisa - P06733

Numero articolo: CM0002911



introduzione

ENO1 Rabbit mAb (P06733) rileva l'alfa-enolasi in campioni di uomo, topo e ratto. Convalidato per Western blot e ELISA, bersaglia una proteina di 47 kDa. Adatto per studi sulla glicolisi, cancro e fibrinolisi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENO1 mAb di coniglio
Note/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2023
ID gene	2023
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della ENO1 umana (P06733)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06733
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio