

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eno1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Numero articolo: CM0022133



introduzione

Valida l'espressione di ENO1 in campioni di uomo, topo e ratto con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA; l'immunogeno ricombinante garantisce specificità per studi sulla glicolisi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENO1 Rabbit pAb
Note / Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2023
ID gene	2023
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-434 della ENO1 umana (NP_001419.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P06733
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio