

Anticorpo Policlonale Anti-Eno2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09104

Numero articolo: CM0017488



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ENO2 (NSE) umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENO2 Rabbit pAb
Note/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2026
GeneID	2026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-434 di ENO2 umano (NP_001966.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09104
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio