


Anti-Eno3 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P13929

Numero articolo: CM0004482



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ENO3 umano (Beta-enolasi, MSE), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo muscolare e sulla malattia da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENO3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MSE; GSD13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2027
GeneID	2027
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'ENO3 umano (NP_001967.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13929
Peso Proteico	42kDa/44kDa/47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio