

Anticorpo Monoclonale Anti-Enos Per Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Numero articolo: CM0003456



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per eNOS umano (NOS3), validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira alla sintasi dell'ossido nitrico endoteliale, un enzima chiave nella biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb eNOS Coniglio
Note/Alias	eNOS; ECNOS
Specie	Umano
GeneID (umano)	4846
GeneID	4846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1035-1110 di eNOS umano (NP_000594.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29474
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio