

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Enox2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16206

Numero articolo: CM0026323

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ENOX2 per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con ENOX2 (APK1, tNOX) umano, murino e di ratto, una ossidasi di membrana cellulare associata ai tumori. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ENOX2 Rabbit pAb
Note/Alias	APK1, tNOX, COVA1, ENOX2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10495
ID Gene	10495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-610 di ENOX2 umano (NP_872114.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q16206
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio