

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Enpp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - G3X9S2

Numero articolo: CM0021454

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Enpp1 murino (membro 1 della famiglia delle ectonucleotide pirofosfatasi/fosfodiesterasi), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine umane e di ratto. Codice di accesso UniProt G3X9S2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Enpp1 Rabbit pAb
Note/Alias	Pca, ttw, twy, M6S1, NPP1, Npps, PC-1, Ly-41, Pca-1, Pdnp1, CD203c, E-NPP1, E-NPP 1, 4833416E15Rik, Enpp1
Specie	Topo
GeneID (umano)	5167
GeneID (topo)	18605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-730 di Enpp1 murino (NP_032839.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	G3X9S2
Peso della proteina	103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante