


Anticorpo Policlonale Anti-Enpp3 Per Wb, Elisa - 014638

Numero articolo: CM0018525



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ENPP3 validato per WB ed ELISA. Bersaglia l'ectonucleotide pirofosfatasi/fosfodiesterasi 3 (CD203c), coinvolta nel metabolismo dei nucleotidi e nella regolazione immunitaria. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENPP3 Rabbit pAb
Note/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5169
GeneID	5169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 646-875 di ENPP3 umano (NP_005012.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio