


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Enpp3/Cd203C Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Numero articolo: CM0007352



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ENPP3/CD203c validato per WB, IF/ICC, FC, ELISA. Mira all'ectonucleotide pirofosfatasi/fosfodiesterasi 3 umana, un regolatore chiave del metabolismo dei nucleotidi extracellulari e dell'immunità innata. Ideale per la ricerca in immunologia e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio ENPP3/CD203c
Note/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5169
ID Gene	5169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 551-875 di ENPP3/CD203c umano (NP_005012.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O14638
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio