

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Enpp5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uja9

Numero articolo: CM0009477



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting ENPP5 umano, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Supporta la ricerca nella comunicazione neuronale e nella funzione delle ectonucleotidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENPP5 Rabbit mAb
Note/Alias	NPP5; NPP-5; ENPP5
Specie	Umana
GeneID (umano)	59084
GeneID	59084
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 378-477 di ENPP5 umano (Q9UJA9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJA9
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio