

Anticorpo Policlonale Anti-Ensa/Arpp-19E Per Wb E Elisa - O43768

Numero articolo: CM0017266

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'alfa-endosulfina umana (ENSA/ARPP-19e), adatto per WB e ELISA, rileva la proteina di topo. Ideale per lo studio dell'inibizione della PP2A durante la mitosi e le vie di secrezione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENSA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARPP-19e; ENSA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2029
GeneID	2029
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della ENSA umana (NP_996929.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	O43768
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio