

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ent2/Slc29A2 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14542

Numero articolo: CM0002966

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ENT2/SLC29A2 umano (Q14542), adatto per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto dei nucleosidi e della funzione del trasportatore equilibrativo dei nucleosidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENT2/SLC29A2 Rabbit mAb
Note/Alias	ENT2; DER12; HNP36; ENT2/SLC29A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3177
GeneID	3177
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di ENT2/SLC29A2 umano (Q14542).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14542
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio