

Anticorpo Policlonale Anti-Entpd1/Cd39 Per Wb, If, Ihc-P - P49961

Numero articolo: CM0026064

introduzione

L'pAb di coniglio anti-ENTPD1/CD39 ha come target l'ectonucleoside trifosfato difosfoidrolasi 1, un regolatore chiave della segnalazione purinergica. Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con cross-reattività verso umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ENTPD1/CD39
Note/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; ENTPD1/CD39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	953
GeneID	953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 dell'ENTPD1/CD39 umano (NP_001157655.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49961
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio