

Anticorpo Policlonale Anti-Entpd2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L3

Numero articolo: CM0030302

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ENTPD2 umano (CD39L1/NTPDasi-2) per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia l'ectonucleotidasi coinvolta nel metabolismo dei nucleotidi extracellulari; adatto per la ricerca sul cancro, l'immunologia e le malattie cardiovascolari. - Q9Y5L3

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENTPD2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CD39L1; NTPDase-2; ENTPD2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	954
GeneID	954
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y5L3
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio