

Anticorpo Monoclonale Anti-Entpd5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075356

Numero articolo: CM0002147

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ENTPD5, validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia una nucleoside difosfatasi ER di 48 kDa coinvolta nel controllo qualità delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	ENTPD5 Rabbit mAb
Note/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	957
GenelD	957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di ENTPD5 umano (075356).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075356
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio