

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Entpd5 Per Wb, Elisa - 075356

Numero articolo: CM0002478

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ENTPD5 umano (CD39L4/PCPH), adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la funzione dell'UDPasi ER nella ripiegazione delle glicoproteine e nel controllo di qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENTPD5 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Specie	Uomo
GeneID	957
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 dell'ENTPD5 umano (075356).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	075356
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata