

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Entpd5 Per If/Icc E Elisa - 075356

Numero articolo: CM0028316

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ENTPD5 umano (CD39L4/NTPDasi-5), adatto per IF/ICC e ELISA. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 149-428; riconosce una proteina di 48 kDa. Ideale per la ricerca su UDPasi del RE e ripiegamento delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ENTPD5 Rabbit pAb
Note/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	957
GeneID	957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-428 dell'ENTPD5 umano (NP_001240.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	075356
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio