

Anticorpo Policlonale Anti-Entpd6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075354

Numero articolo: CM0023026

introduzione

ENTPD6 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale ottenuto contro la proteina ENTPD6 umana (aa 61-300). Validato per WB, IHC-P e ELISA, riconosce ENTPD6 di origine umana, murine e ratta, una nucleoside difosfatasi di membrana del Golgi coinvolta nell'idrolisi dei nucleotidi e nella glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENTPD6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD39L2; IL6ST2; IL-6SAG; NTPDase-6; dj738P15.3; ENTPD6
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	955
GeneID	955
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-300 di ENTPD6 umana (NP_001304870.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075354
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio