


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Envoplakin (Evpl) Per Wb, Elisa - Q92817

Numero articolo: CM0016927



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Envoplakin umano (EVPL), validato per Western blot ed ELISA. Rileva l'EVPL umano, murino e di ratto, una proteina dell'involucro corneo coinvolta nella differenziazione terminale dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EVPL Rabbit pAb
Note/Alias	EVPK; EVPL
Specie	Umano
GeneID (umano)	2125
GeneID	2125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1784-2033 dell'EVPL umano (NP_001979.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92817
Peso della proteina	232 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico