

Anticorpo Policlonale Anti-Eomes Per Wb, Elisa - 095936

Numero articolo: CM0018759

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EOMES umano (TBR2). Validato per WB ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi di biologia dello sviluppo, neurobiologia e regolazione della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EOMES Rabbit pAb
Note/alias	TBR2; EOMES
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8320
GeneID	8320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 463-686 di EOMES umano (NP_005433.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95936
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Ghiaccio