

Anticorpo Policlonale Anti-Ep300 Per Ihc-P, Elisa - Q09472

Numero articolo: CM0020723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'istone acetiltransferasi p300 umana (EP300). Validato per IHC-P e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Supporta la ricerca sulla biologia della cromatina e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EP300 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RSTS2; EP300
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	2033
ID gene	2033
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 940-1030 di EP300 umano (NP_001420.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q09472
Peso proteico	264kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio