

Anticorpo Policlonale Anti-Ep300 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Numero articolo: CM0017427



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio EP300 validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con EP300 umano, murino e ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sulla co-attivazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EP300 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RST52; EP300
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2033
ID Gene	2033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 dell'EP300 umano (NP_001420.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q09472
Peso proteico	264kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio