


Anticorpo Policlonale Anti-Ep400 Per Wb, Elisa - Q96L91

Numero articolo: CM0014220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EP400 umano (p400), un componente del complesso NuA4 da 343 kDa. Validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EP400 Rabbit pAb
Note/alias	P400; CAGH32; TNRC12; EP400
Specie	Umano
GeneID (umano)	57634
GeneID	57634
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96L91
Peso della proteina	343 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante