


Anticorpo Policlonale Anti-Epac1/Rapgef3 Per Wb, Elisa - 095398

Numero articolo: CM0019966



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Epac1/RAPGEF3 umano, un fattore di scambio nucleotidico della guanina Rap regolato dal cAMP. Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con epitopi umani e murini. Peso molecolare previsto: 104 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Epac1/RAPGEF3 Rabbit pAb
Note/Alias	EPAC; EPAC1; bcm910; HSU79275; CAMP-GEFI; Epac1/RAPGEF3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10411
ID Gene	10411
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dell'Epac1/Epac1/RAPGEF3 umano (NP_001092002.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	095398
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio