

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Epac1/Rapgef3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95398

Numero articolo: CM0009390



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Epac1/RAPGEF3 umano (SWISS: O95398) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Epac1 è un GEF attivato da cAMP per Rap1, coinvolto nell'angiogenesi e nella funzione di barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Epac1/RAPGEF3 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	EPAC; Epac1/RAPGEF3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10411
ID Gene	10411
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 824-923 di Epac1/RAPGEF3 umano (O95398).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95398
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio