

Anticorpo Policlonale Anti-Epas1/Hif2A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99814

Numero articolo: CM0030475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro EPAS1/HIF2 α umano (SWISS: Q99814). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ipossia e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPAS1/HIF2 α Rabbit pAb
Note/Alias	HLF; MOP2; ECT4; HIF2A; PASD2; bHLHe73; EPAS1/HIF2 α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2034
GeneID	2034
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB,IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99814
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio