


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Epb41 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11171

Numero articolo: CM0005114



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting umano EPB41 (4.1R), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Ideale per la ricerca sul citoscheletro di membrana, la biologia degli eritrociti e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPB41 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	HE; EL1; 4.1R
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2035
Gene ID	2035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 711-810 dell'EPB41 umano (NP_001159477.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P11171
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio