


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epb41 Per Wb, Ip, Elisa - P11171

Numero articolo: CM0021703



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EPB41 umano (proteina 4.1R) per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Target: una proteina dello scheletro della membrana eritrocitaria di 97 kDa coinvolta nella stabilità meccanica e nella mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPB41 Rabbit pAb
Note/Alias	HE; EL1; 4.1R
Specie	Umano
GeneID (umano)	2035
GeneID	2035
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di EPB41 umano (NP_001159477.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11171
Peso della proteina	97 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio