

## Anticorpo Policlonale Anti-Epb41L2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43491

Numero articolo: CM0029530

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'EPB41L2 (4.1G) umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per studiare il citoscheletro, la mitosi e la funzione della corteccia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | EPB41L2 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | 4.1G; 4.1-G; EPB41L2                                                                                                                |
| Specie              | Umana                                                                                                                               |
| GeneID (Umana)      | 2037                                                                                                                                |
| GeneID              | 2037                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della EPB41L2 umana (NP_001186317.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                               |
| SWISS               | O43491                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 113kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                   |