

Anti-Epb42 (Proteina Eritrocitaria 4.2) Anticorpo Policlonale Coniglio Per If/Icc Ed Elisa - P16452

Numero articolo: CM0028927



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio EPB42 è un anticorpo policlonale che mira alla proteina eritrocitaria 4.2, convalidato per IF/ICC ed ELISA nell'uomo e nel topo. Ideale per lo studio della stabilità della membrana eritrocitaria, dell'anemia e dei disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPB42 Rabbit pAb
Note/Alias	PA; SPH5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2038
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 589-691 dell'EPB42 umano (NP_001107606.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P16452
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio