

Anticorpo Policlonale Anti-Epcam Per Wb, Elisa - Q99Jw5

Numero articolo: CM0023064

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Epcam per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla molecola di adesione delle cellule epiteliali (CD326, EGP314). Immunogeno: Epcam di topo ricombinante (aa 24-266).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Epcam pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsd1; GA733-2; Tacstd1; Epcam
Specie	Topo
ID Gene	17075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-266 di Epcam di topo (NP_032558.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99JW5
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio