

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Epcam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16422

Numero articolo: CM0002575



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-EpCAM umano (CD326) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce l'EpCAM umano, murino e ratto. Utile per la ricerca sull'adesione delle cellule epiteliali e per gli studi sulle cellule staminali tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EpCAM mAb Coniglio
Note/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4072
ID Gene	4072
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'EpCAM umano (P16422))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio